

safety 

accessori S.O.

POLICARE

QlickSmart®

CASSETTE 3X1

Sistema per la rimozione di lame da bisturi



***...sensazione ideale,
certamente sicuro...***



LIFE AND  IS BETTER!

Clicksmart® CASSETTE3X1 è un dispositivo medico sterile monouso impiegato per rimuovere in modo sicuro le lame monouso di bisturi chirurgici. Il dispositivo è utilizzabile in sala operatoria su campo sterile e consente al medico di mantenere la corretta e tradizionale sensazione del peso data dall'utilizzo di manici risterilizzabili.

Clicksmart® è identificato in classe I sterile, recante marcatura CE ai sensi della Dir. 93/42/CEE emessa dall'Ente Notificato TUV Rheinland Product Safety GmbH, n. 0197.

Il contenitore per lame monouso per bisturi chirurgico permette di allineare tre alloggiamenti distinti.

Ogni alloggiamento realizza singolarmente il bloccaggio della lama, facilitando la rimozione della stessa. Il contenitore incorpora un piedistallo dotato di grip superficiali per il posizionamento stabile sul carrello servitore; lo stesso si ripiega opportunamente bloccando e richiudendo il sistema una volta destinato allo smaltimento.

Clicksmart® CASSETTE3X1 è utilizzabile con una sola mano in assoluta sicurezza per il personale di nursing.

Il CLICK sonoro indica che la lama è stata catturata e la cartuccia trasparente permette un facile ed accurato conteggio delle lame.

Caratteristiche Tecniche:

- PVC
- Assenza di parti o componenti in lattice (latex-free)
- Biocompatibile
- Dispositivo sterile, apirogeno e monouso.

Compatibilità di lame e manico

CASSETTE 3in1 è stato testato ed è adatto per l'uso con le lame che usano i manici più comunemente utilizzati

Manici: #3, #3L, #4, #4L, #5, #7, #9, Baron, Manico Lungo Lawton, Manico Cilindrico

Dimensione delle lame: #10, #10°, #11, #11P, #12, #12D, #14, #15, #15a, #15c, #16, #19, #20, #21, #22, #22a, #23, #24, #25, #25a, #27, #36, #6, #9, #E11, Sabre D/15

CASSETTE 3in1 non PUÒ essere utilizzato con i manici: manico Beaver, manici Monouso



Caratteristiche e Benefici

- **Piccolo e compatto**
- **Sterile e pronto all'uso**
- **Smaltimento immediato**
- **3 cartucce per set**
- **Veloce e semplice all'uso**
- **Cambio lame in corso**
- **Economico**
- **Sicuro**



Codice	Descrizione	Alloggiamenti	Supporto	Confezione Pz.
QSSVCAS-3Y	QuickSmart	3	Si	100

Importato da:

Per:

Distribuito da:


SCOGNAMIGLIO s.a.s.
 Forniture Ospedaliere

POLICARE
 Sede: Via Druento, 74
 10078 Venaria Reale (TO) - ITALIA
 Tel. +39 011 7397360
 Fax +39 011 4551315
 e-mail: info@policare.net
 www.policare.net