

**pain** 

*descompresión*

**POLICARE**

*Reliefer*



***Un acierto en objetivos difíciles!!!***



LIFE AND  IS BETTER!

Reliefer® es el nuevo concepto de aguja motorizada, para la descompresión discal en el tratamiento de la hernia contenida.

Se inserta fácilmente como si se realizase un examen discográfico, el sistema no necesita ningún equipamiento adicional o generador auxiliar para el funcionamiento.

La técnica del Reliefer® es por acción mecánica. Gracias al particular sistema helicoidal intracánula, es posible visualizar el material discal retirado, que se deposita en un tanque diseñado para la recogida del mismo.

La empuñadura está diseñada de manera ergonómica para permitir al usuario una sensibilidad táctil perfecta.

La aguja discal y el introductor están perfectamente estudiados para el Reliefer® con una unión luer-lock que les permite funcionar de manera coaxial durante su uso, evitando la pérdida del punto anatómico de referencia.

La técnica de descompresión discal realizada con Reliefer® permite practicar la discografía provocativa durante el mismo procedimiento utilizando la aguja Day Needle no cortante.



**Estructura helicoidal intracánula del RELIEFER**

#### **BIBLIOGRAFIA**

Onik, G., et al., **Percutaneous lumbar discectomy using a new aspiration probe.** ANJR, 1985. 6: p.290-3.

Gill, K. and S. L. Blumenthal, **Clinical experience with automated percutaneous discectomy: the nucleotome system** Orthopedics, 1991. 14(7): p. 757-60.

Castro, W. H., et al., **Restriction of indication for automated percutaneous discectomy based on computed tomographic discography.** Spine, 1992. 17(10): p.1239-43.

Yeo, S. J. and B. K. Tay, **Clinical experience with automated percutaneous discectomy.** Singapore Med J, 1993. 34(4): p. 313-5.

Kenneth M. Alò, et al., **Percutaneous Lumbar Discectomy: One year Follow-up in an Initial Cohort of Fifty Consecutive Patients With Chronic Radicular Pain,** June 2005, Pain Practice.

### **Aplicaciones RELIEFER:**

- **Descompresión discal en el tratamiento de la hernia contenida.**
- **Síndrome doloroso discogénico (Black Disc).**

Código	Descripción	Diámetro	Longitud	Cantidad
210-01	RELIEFER® kit con introductor	17G	16 cm.	1
S10DAY0001	Day needle recta con conector Stingray extraíble e introductor	20G	24 cm.	10
122-2060	Aguja Day needle punta acodada	20G	152 mm.	10
122-2080	Aguja Day needle punta acodada	20G	203 mm.	10

**POLICARE**

POLICARE Spagna S.L.  
Barajas Business Center  
c/ Jerez de los Caballeros, 2  
28042 - Madrid - SPAGNA

Telf. +34 91 301 05 67 - Fax: +34 91 746 70 06  
e-mail: info@policare.es - www.policare.net

**Distribuido por:**