


POLICARE

BPS - Vertebroplastica



Semplice, pratico e sicura.

BPS® E' il nuovo sistema per le procedure di vertebroplastica, pratico, sicuro ed economico.


Il kit comprende ago, filo guida, siringa, cannula vertebrale e manipolo.

Sono previste due versioni, sia per l'accesso trans pedincolare, che per via anteriore.

Particolare attenzione è stata posta alla parte strumentale al fine di facilitare le procedura e garantire il corretto posizionamento della cannula.

L'essenzialità della configurazione del kit, consente all'operatore di poter eseguire la tecnica utilizzando il tipo di cemento più adeguato al caso e controllare la consistenza dello stesso a seconda delle difficoltà che si possono incontrare durante la procedura.

Importanza durante la fase di fabbricazione è stata posta alla cannula intravertebrale, la cui estremità esterna è liscia e levigata e la punta arrotondata e smussata verso l'interno. Ciò consente durante la fase di estrazione di ridurre al minimo le perforazioni dovute dallo spessore in parete della cannula stessa.



BPS A
Approccio trans pedincolare

Il kit strumentale, completamente autoclavabile, comprende i seguenti accessori:

- Probe guida.
- Caps per guida.
- Manipolo.
- Martelletto.
- Vassoio di sterilizzazione.

Codice	Descrizione	Diametro	Lunghezza cm.	Confezione
000151-50	BPS P Transpedinc.	G. 15	20	1
000151-20	BPS A Anteriore	G. 15	20	1

POLICARE

Via Druento, 74 – Venaria Reale 10078 (TO) - Italia

Tel. +39.011.7397360 Fax +39.011.4551315

www.policare.net - info@policare.net